


Anti-Mapk11 (P38B/Sapk2B) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15759

Número de artículo: CM0028483



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAPK11 (p38 β /SAPK2b), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización de MAP quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAPK11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5600
GeneID	5600
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 264-364 de MAPK11 humano (NP_002742.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15759
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo