

Anticuerpo Policlonal Anti-Mapk13 Para Wb, Elisa - O15264

Número de artículo: CM0019739



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAPK13 humano (p38delta, SAPK4). Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada en tejidos humanos, de ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de quinasas activadas por estrés y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAPK13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Especie	Humano
ID de Gen	5603
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del MAPK13 humano (O15264).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15264
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo