


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapk13 Para Wb Y Elisa - O15264

Número de artículo: CM0029292



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAPK13 (p38δ) humana, adecuado para WB y ELISA. Validado para muestras de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de quinasas MAP, respuestas al estrés y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAPK13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Especie	Humana
ID del gen	5603
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-365 de MAPK13 humana (NP_002745.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15264
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo