


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapk1/Mapk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Número de artículo: CM0021330



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MAPK1 (ERK2) y MAPK3 (ERK1), adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la vía de señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MAPK1/MAPK3
Especie	Humano
GeneID (humano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de MAPK1/MAPK3 humano (NP_620407.1/NP_002737.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482/P27361
Peso Proteico	36kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo