


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapk1/Mapk3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Número de artículo: CM0021811



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAPK1/MAPK3 humano (ERK1/2). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transducción de señales y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo MAPK1/MAPK3
Observaciones/Alias	MAPK1/MAPK3
Especie	Humano
GeneID (humano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de MAPK1/MAPK3 humano (ERK1/2) (P27361/P28482)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28482/P27361
Peso de la proteína	36 kDa/41 kDa/38 kDa/40 kDa/43 kDa
Envío	Bolsa de hielo