

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapk8 Para Wb, Elisa - P45983

Número de artículo: CM0022094



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MAPK8/JNK1 humano, validado en WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización de quinasas activadas por estrés y la regulación de AP-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAPK8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5599
GeneID	5599
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MAPK8 humana (NP_620637.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P45983
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo