

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapkap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpz7

Número de artículo: CM0026301



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAPKAP1 (SIN1), que reconoce la subunidad mTORC2 de humano, ratón y rata. Validado para WB, IHC-P, ELISA, detecta una banda de ~59kDa. Ideal para la investigación de señalización mTOR y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAPKAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIP1; SIN1; JC310; SIN1b; SIN1g; MAPKAP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79109
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-522 de MAPKAP1 (NP_001006618.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BPZ7
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo