

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mapkapk-2/Mk2 Para Wb, Elisa - P49137

Número de artículo: CM0007317



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MAPKAPK-2/MK2 humano. Adecuado para Western blot y ELISA; detecta MAPKAPK-2/MK2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización del estrés, regulación de citocinas y daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MAPKAPK-2/MK2
Observaciones/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Especie	Humano
GeneID	9261
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de MAPKAPK-2/MK2 humano (NP_116584.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpo monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49137
Peso molecular	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo