

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapkapk-2/Mk2 Para Wb Y Elisa - P49137

Número de artículo: CM0014470



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MAPKAPK-2/MK2 humano (P49137). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación de señalización por estrés, regulación de citocinas y daño al ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAPKAPK-2/MK2 Rabbit pAb
Notas/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9261
GeneID	9261
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de MAPKAPK-2/MK2 humano (NP_116584.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P49137
Peso proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo