

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapkbp1 Para Wb Y Elisa - O60336

Número de artículo: CM0019865

Introducción

Validado para Western blotting y ELISA, este anticuerpo detecta MAPKBP1 (JNKBP1) en muestras de humano, ratón y rata, apoyando estudios sobre la señalización de NOD2 y JNK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAPKBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JNKBP1; NPHP20; JNKBP-1; MAPKBP1
Especie	Humano
GeneID	23005
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MAPKBP1 humano (NP_001122080.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60336
Peso Proteico	164kDa
Envío	Bolsa de hielo