

Anticuerpo Policlonal Anti-Mapt Para Wb, If/Icc, Elisa - P10637

Número de artículo: CM0024668



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MAPT/Tau (SWISS: P10637), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con isoformas de tau humana, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de neurodegeneración y biología de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MAPT Conejo pAb
Observaciones/Alias	Tau; Mtapt; PHF-tau; MAPT
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	4137
ID del Gen	17762
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3-214 de MAPT de ratón (NP_034968.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10637
Peso Proteico	35-38 kDa/44 kDa/76 kDa
Envío	Bolsa de hielo