


Anticuerpo Policlonal Anti-March8 Para Wb Y Elisa - Q5T0T0

Número de artículo: CM0014418



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MARCH8 humano (ligasa de proteína ubiquitina E3 MARCHF8), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MARCH8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	220972
ID de Gen	220972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 232-291 de MARCH8 humano (NP_659458.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5T0T0
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo