

Anticuerpo Policlonal Anti-March9 Para Wb, Elisa - Q86Yj5

Número de artículo: CM0014075

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MARCH9 humano (MARCHF9, RNF179, MARCH-IX), una ubiquitina ligasa E3 que regula la endocitosis y la degradación lisosomal de receptores inmunitarios. Apto para WB y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MARCH9 Rabbit pAb
Notas/Alias	MARCH9; RNF179; MARCH-IX
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	92979
ID del Gen	92979
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 277-346 de MARCH9 humano (NP_612405.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86YJ5
Peso de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo