

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Marcks Para Wb, If/Icc, Elisa - P29966

Número de artículo: CM0015739

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína MARCKS humana, aplicable para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la dinámica del citoesqueleto de actina, la motilidad celular y las vías de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MARCKS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; MARCKS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4082
GeneID	4082
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la MARCKS humana (NP_002347.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29966
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo