

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Marcksl1 Para Wb Y Elisa - P49006

Número de artículo: CM0023724

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MARCKSL1 humano (proteína similar a MARCKS 1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del citoesqueleto de actina y la migración celular. 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MARCKSL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	MARCKSL1; F52; MACMARCKS; MLP; MLP1; MRP; MARCKS like 1
Especie	Humano
ID de Gen	65108
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 95-195 del MARCKSL1 humano (NP_075385.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49006
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo