

Anticuerpo Policlonal Anti-Marco Para Wb, If-P, Elisa - Q9Uew3

Número de artículo: CM0015077

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MARCO humano (receptor de scavenger A6/SCARA2) para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre inmunidad innata y macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MARCO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SR-A6; SCARA2; MARCO
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8685
ID del Gen	8685
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 421-520 de MARCO humano (NP_006761.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UEW3
Peso Molecular	53kDa
Envío	Bolsa de hielo