

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mark2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

Número de artículo: CM0021910



Introducción

pAb de conejo contra MARK2 validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la polaridad celular, la dinámica de los microtúbulos y la migración neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MARK2
Observaciones/Alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2011
GeneID	2011
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-455 de MARK2 humano (Q7KZI7).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q7KZI7
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo