

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mark3 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P27448

Número de artículo: CM0019155



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la quinasa MARK3 humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. MARK3 fosforila proteínas asociadas a microtúbulos y regula la señalización Hippo y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MARK3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	KP78; VIPB; CTAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4140
ID del gen	4140
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MARK3 humana (NP_001122390.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P27448
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo