


Anticuerpo Policlonal Anti-Mars De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56192

Número de artículo: CM0027328



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la MARS humana (metionina-ARNt ligasa), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la MARS humana y de rata, ideal para la investigación de la síntesis de proteínas y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MARS
Observaciones/Alias	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILFS2; METRS; MTRNS; SPG70
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4141
ID del Gen	4141
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la MARS humana (NP_004981.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P56192
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo