

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Marveld1 Para Wb, Elisa - Q9Bsk0

Número de artículo: CM0019342

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MARVELD1 humano (ID de gen: 83742) para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Útil para estudiar la regulación del ciclo celular y los mecanismos de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MARVELD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GB14; MARVD1; MRVLDC1; bA548K23.8; MARVELD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83742
ID de Gen	83742
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de MARVELD1 humano (NP_113672.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BSK0
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo