


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Marveld2 Para Wb, Elisa - Q8N4S9

Número de artículo: CM0025962



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MARVELD2 (trichelulina), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de uniones estrechas y pérdida auditiva.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MARVELD2 Conejo pAb                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID              | 153562                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de MARVELD2 humano (NP_001033692.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                     |
| SWISS               | Q8N4S9                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                          |