


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Marveld2 (Tricelulina) Para Wb, Elisa - Q8N4S9

Número de artículo: CM0012924



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MARVELD2 humana (tricelulina), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de uniones estrechas y sordera.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MARVELD2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | Tric; DFN49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 153562                                                                                                                                 |
| GeneID              | 153562                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de MARVELD2 humana (NP_001033692.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | Q8N4S9                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 64kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |