

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mas1L Para Wb, Elisa - P35410

Número de artículo: CM0013969

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAS1L humano (MRG, similar a MAS1), validado para WB y ELISA. Ideal para estudios de receptores de membrana e investigación de receptores acoplados a proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAS1L pAb de conejo
Observaciones/Alias	MRG; MAS-L; dj994E9.2; MAS1L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	116511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de MAS1L humano (NP_443199.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P35410
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo