

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Masp1 Para Wb Y Elisa - P48740

Número de artículo: CM0028079



Introducción

CamelBio suministra el anticuerpo policlonal de conejo anti-MASP1 (UniProt P48740) validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Dirigido contra la serina proteasa 1 de la lectina unida a manano, un iniciador clave de las vías de complemento de lectina y alternativa, ideal para investigación en inmunidad innata y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MASP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	3MC1; MAP1; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; Map44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5648
GeneID	5648
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 20-300 de MASP1 humano (NP_001870.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48740
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo