

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Quimasa De Mastocitos (Cma1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23946

Número de artículo: CM0002855



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Quimasa de Mastocitos (CMA1) humana. Ideal para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para estudios de proteasa quimasa en biología de mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Quimasa de Mastocitos (CMA1)
Observaciones/Alias	CYH; MCT1; quimasa; Quimasa de Mastocitos (CMA1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	1215
GeneID	1215
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 148-247 de la Quimasa de Mastocitos (CMA1) humana (CMA1) (P23946).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23946
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo