


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Triptasa De Células Cebadas (Tpsb2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15661

Número de artículo: CM0002881



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la Triptasa de Células Cebadas (TPSB2/TPSAB1). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. Ideal para la biología de células cebadas y la investigación de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Triptasa de Células Cebadas (TPSB2) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Triptasa-2; Triptasa de Células Cebadas (TPSB2)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7177
ID de Gen	64499
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-275 de la Triptasa de Células Cebadas humana (TPSB2) (P20231)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15661
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo