

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mat1A Para Wb, Elisa - Q00266

Número de artículo: CM0027753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAT1A (S-adenosilmetionina sintasa isoforma tipo 1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante (a.a. 1-395). Adecuado para estudios de metabolismo de un carbono y enfermedades hepáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAT1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	4143
GeneID	4143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-395 de MAT1A humana (NP_000420.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00266
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo