

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mat2A De Conejo Para Wb Y Elisa - P31153

Número de artículo: CM0003556



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la MAT2A humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra la isoforma 2 de la S-adenosilmetionina sintasa, clave en el metabolismo de un carbono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-MAT2A de conejo
Observaciones/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4144
GeneID	4144
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la MAT2A humana (P31153).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31153
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo