


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Matk Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42679

Número de artículo: CM0029270



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MATK de alta calidad para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con MATK humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de transducción de señales hematopoyéticas y regulación de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MATK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTK; MATK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4145
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 352-466 de MATK humano (NP_647611.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42679
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo