

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Matn3 Para Wb, Elisa - O15232

Número de artículo: CM0027276

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MATN3 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la matriz extracelular del cartílago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MATN3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HOA; OS2; EDM5; DIPOA; OADIP; SEMDBCD; MATN3
Especie	Humano
ID de Gen	4148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 277-486 de MATN3 humano (NP_002372.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15232
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo