

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Matn4 Para Wb Y Elisa - O95460

Número de artículo: CM0027063

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la MATN4 humana (matrilina-4), una proteína de la matriz extracelular del cartílago. Validado para WB, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de ECM y desarrollo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MATN4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MATN4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8785
ID del Gen	8785
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 221-540 de la MATN4 humana (NP_085080.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95460
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo