

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Matrilina-2 (Matn2) Para Wb Y Elisa - O00339

Número de artículo: CM0021006

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Matrilina-2 (MATN2) humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una proteína de 107 kDa; presenta reactividad cruzada con humanos y ratas. Ideal para la investigación del ensamblaje de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MATN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MATN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4147
GeneID	4147
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800 hasta el extremo C-terminal de la MATN2 humana (NP_001304677.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O00339
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo