

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Matrin 3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Número de artículo: CM0002302

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra Matrin 3 detecta específicamente la Matrin 3 humana (P43243) y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, tamaño objetivo ~95 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Matrin 3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9782
ID de Gen	9782
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de la Matrin 3 humana (P43243).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43243
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo