

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Matrin 3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Número de artículo: CM0028922

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Matrin 3 (P43243) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la matriz nuclear, transcripción, unión de ARN y señalización de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Matrin 3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9782
GenelD	9782
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 747-847 de la Matrin 3 humana (NP_001181884.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43243
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo