

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Metaloproteinasa De Matriz-11 (Mmp11/Estromelisina-3) Para Wb, Elisa - P24347

Número de artículo: CM0002042

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra MMP11 humana, validado para WB y ELISA. Detecta MMP11 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en biología del cáncer y del estroma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo para MMP11
Observaciones/Alias	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Especie	Humana
GenelD (Humano)	4320
GenelD	4320
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 389-488 de la MMP11 humana (P24347).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24347
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo