


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mbd2 De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Ubb5

Número de artículo: CM0008108



Introducción

El Anticuerpo Monoclonal Anti-MBD2 de Conejo detecta MBD2 humano y de ratón mediante WB y ELISA. Ideal para investigación sobre metilación de ADN, remodelación de cromatina y silenciamiento genético en cáncer y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MBD2 Rabbit mAb
Notas / Alias	DMTasa; NY-CO-41; MBD2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8932
ID del Gen	8932
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de MBD2 humano (Q9UBB5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9UBB5
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo