

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mbd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095983

Número de artículo: CM0006208



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la MBD3 humana. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconocimiento de MBD3 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de remodelación de cromatina y silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MBD3 Rabbit mAb
Notas / Alias	MBD3; proteína 3 con dominio de unión a metil-CpG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	53615
GeneID	53615
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la MBD3 humana (095983)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095983
Peso de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo