

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mbd3 Para Wb, Elisa - 095983

Número de artículo: CM0022246



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MBD3 humano, un componente del complejo NuRD que remodela la cromatina y reprime la transcripción. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Peso molecular previsto: 33 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MBD3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MBD3
Especie	Humano
GeneID (humano)	53615
GeneID	53615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-255 de MBD3 humano (NP_001268383.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	095983
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo