

Anticuerpo Policlonal Anti-Mbl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11226

Número de artículo: CM0025177



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MBL2 humano (lectina de unión a manosa), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la vía lectina del complemento en investigación de inmunidad innata. - P11226

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MBL2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLEC1; HSMBPC; MBL2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4153
ID del Gen	4153
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-248 de MBL2 humano (NP_000233.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11226
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo