

Anticuerpo Policlonico Anti-Mbnl1 Para Wb Y Elisa - Q9Nr56

Número de artículo: CM0026895



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra MBNL1 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Útil para estudiar la regulación del empalme alternativo en la biología muscular y cardiaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MBNL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EXP; MBNL
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	4154
ID del Gen	4154
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 280-380 de la MBNL1 humana (NP_997176.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NR56
Peso Molecular	42kDa
Envío	Bolsa de hielo