

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mbnl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr56

Número de artículo: CM0004273



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo MBNL1 de alta calidad validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA con especificidad humana. Ideal para investigación sobre la regulación del empalme alternativo mediada por la proteína 1 similar a muscleblind, incluido el procesamiento del ARN precursor del receptor de insulina y de la troponina-T cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MBNL1
Observaciones/Alias	EXP; MBNL; MBNL1
Especie	Humano
ID del Gen	4154
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 289-388 de MBNL1 humano (Q9NR56).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR56
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo