

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mbnl1 Para Wb - Q9Nr56

Número de artículo: CM0030804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MBNL1 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de splicing alternativo y biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MBNL1
Observaciones/Alias	EXP; MBNL; MBNL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4154
GeneID	4154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-382 de MBNL1 humano (NP_997176.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR56
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo