

Anticuerpo Policlonal Anti-Mbtps1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14703

Número de artículo: CM0023050



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MBTPS1 humano (S1P/SKI-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación sobre el metabolismo del colesterol, el estrés del retículo endoplasmático, la biogénesis de los lisosomas y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MBTPS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8720
GeneID	8720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 803-1052 de MBTPS1 humano (NP_003782.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14703
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo