

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mbtps1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14703

Número de artículo: CM0004363



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MBTPS1 humano (S1P/PCSK8), validado en WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la escisión de SREBP, la biogénesis lisosomal y las vías de estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MBTPS1 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8720
ID del Gen	8720
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 953-1052 de MBTPS1 humano (NP_003782.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14703
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo