

Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor Mc1 Para Wb, Elisa - Q01726

Número de artículo: CM0002968



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Receptor MC1 humano (MSH-R) para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Validado para investigación sobre señalización de melanocortinas y pigmentación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-Receptor MC1 de conejo
Observaciones/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; Receptor MC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4157
GeneID	4157
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 del Receptor MC1 humano (Q01726)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01726
Peso de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo