

Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor Mc1 Para Wb, Elisa - Q01726

Número de artículo: CM0014274



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor MC1 de Conejo validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige al receptor de la hormona estimulante de melanocitos involucrado en la melanogénesis. Ideal para estudios de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor MC1 de Conejo
Observaciones/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; Receptor MC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4157
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-317 del receptor MC1 humano (NP_002377.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01726
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo