


Anticuerpo Policlonico Anti-Mc2R Para Wb Y Elisa - Q01718

Número de artículo: CM0029901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MC2R de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta MC2R endógeno en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigar la función adrenocortical, la liberación de cortisol y la señalización por GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MC2R Rabbit pAb
Notas/Alias	ACTHR; MC2R
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4158
GeneID	4158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de MC2R humano (NP_000520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q01718
Peso de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo