


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor Mc5 Para Wb, Elisa - P33032

Número de artículo: CM0011347



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al receptor MC5 humano (MC5R, MC-2) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de GPCR y melanocortina. Peso molecular predicho de 37 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor MC5 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MC2; Receptor MC5
Especie	Humano
GeneID	4161
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del receptor MC5 humano (P33032).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33032
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo