


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcat Para Wb Y Elisa - Q8Ivs2

Número de artículo: CM0017562



Introducción

pAb de Conejo MCAT para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA; se dirige a la malonil-CoA-proteína portadora de acilo transacilasa, mitocondrial humana; inmunógeno recombinante, 43kDa. Ideal para investigación en biosíntesis de ácidos grasos y biología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MCAT
Observaciones/Alias	MT; MCT; MCT1; fabD; NET62; FASN2C; MCAT
Especie	Humano
GeneID (humano)	27349
GeneID	27349
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 191-390 de MCAT humano (NP_775738.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IVS2
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo