


Anticuerpo Policlonal Anti-Mccc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rq3

Número de artículo: CM0014812



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a MCCC1 humano, validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, apoyando la investigación en el metabolismo de la leucina y trastornos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCCC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56922
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 640-725 de MCCC1 humano (NP_064551.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RQ3
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo